


Activer l'affichage flottant de la vidéo du patient (PIP / Picture in Picture)

23 avril 2024



Affichage flottant de la vidéo du patient (PIP / Picture in Picture)

La fonctionnalité PIP (Picture in Picture) vous permet de garder la vidéo du patient à l'écran sous forme d'une vignette flottante pendant que vous utilisez une autre application (dossier médical, courrier, etc...)

Ce type de fonction n'est pas directement lié à Téléo, mais plutôt au navigateur.

The screenshot shows a web browser window displaying a medical report titled 'HEMATOLOGIE'. The report includes patient information, a 'COMPTE-RENDU DE RESULTATS' section, and a 'HEMOGRAMME' table. A floating video window in the bottom right corner shows a man speaking. A red arrow points from the text 'image vidéo du patient' to this window.

HEMATOLOGIE			
HEMOGRAMME			
GLOBULES ROUGES (Impédancétrie Beckman)	4.84	M/mm3	(4.50-6.50)
Hémoglobine :	14.1	g/100ml	(13.0-17.0)
Hématocrite :	42.6	%	(40.0-54.0)
Vgm :	88	fl	(80-100)
Tcmh :	29.1	pg/hématie	(27.0-32.0)
Ccmh :	33.1	g/100ml	(30.0-35.0)
Rdw :	13.3	%	(<15.0)
LEUCOCYTES (Cytométrie en flux, impédancétrie Beckman)	5 200	/mm3	(4 000-10 000)
Polynucléaires Neutrophiles :	51.5	%	
<i>Soit Polynucléaires neutrophiles :</i>	2 678	/mm3	(1 800-7 500)
Polynucléaires Eosinophiles :	7.9	%	
<i>Soit Polynucléaires éosinophiles :</i>	411	/mm3	(0-800)
Polynucléaires Basophiles :	0.8	%	

image vidéo du patient

PIP : Activation avec le navigateur Firefox



Avec firefox : Il faut cliquer sur l'icone



qui apparait sur la droite de l'image lorsque l'on survole cette partie avec la souris

Visioconférence

TERMINER LA CONSULTATION

00:04:07 Télédossier : TEST BOUTIN
USER1 TELEO


En attente d'autres participants. Veuillez patienter...

GAUCHE

DROITE


PIP : Activation avec le navigateur Chrome

Avec Chrome : Il faut faire clic-droit deux fois de suite sur l'image pour sélectionner l'option « Mode PIP »



PIP : Activation avec le navigateur Edge

Avec Edge : Il faut faire clic-droit deux fois de suite sur l'image pour sélectionner l'option « Image en incrustation »



Support technique et accompagnement

Centre de services

<https://assistance.esante-occitanie.fr>

assistance@esante-occitanie.fr

0 820 250 035

Service 0,09€ / appel
+ prix appel

(jours ouvrés 8h30 - 18h30)

Equipe Télésanté & Imagerie : telemedecine@esante-occitanie.fr