

Evolution du 29 septembre 2026

Sommaire

Différenciation téléexpertise et transfert d'imagerie

2




Différenciation téléexpertise et transfert d'imagerie

Deux types de télé dossier sont désormais disponibles dans Téléo :

- les télé dossiers de type **téléexpertise**, lorsqu'un avis est demandé au destinataire ;
- les télé dossiers de type **transfert d'imagerie**, lorsque l'objectif initial est uniquement de transmettre des examens.

L'onglet "Téléexpertise" est ainsi renommé en "Télé dossier" et contient les 2 types d'actes dans la liste des télé dossiers.



Créer un transfert d'imagerie

Depuis la liste des examens du menu Imagerie, le menu d'actions (3 petits points à droite de l'imagerie sélectionnée) permet de « Créer un transfert d'imagerie » en plus de la création d'une téléexpertise.



L'action est disponible pour un examen isolé comme pour une sélection de plusieurs examens : dans ce cas, tous les examens sélectionnés sont rattachés à un seul et même transfert d'imagerie.

La suite du parcours est identique à celle d'une téléexpertise : mêmes champs à renseigner, mêmes destinataires possibles, mêmes règles de publication.


Identifier un transfert d'imagerie

Dans la **liste des télédossiers**, la colonne « Type » signale les transferts d'imagerie par une icône dédiée. Au survol, une infobulle affiche « Transfert d'imagerie ». Les téléexpertises n'affichent pas cet icône de transfert d'imagerie.



Filtrer par type de demande

Le menu « Filtrer » permet de sélectionner les téléexpertises ou les transferts d'imagerie au niveau de la rubrique « Type de demande ». Ce filtre peut être réinitialisé par « Supprimer filtres ».



Notifications

Les notifications sont différenciées en fonction du type de télédossier reçu.

S'il s'agit d'un transfert d'imagerie, la notification indique que votre correspondant « ...vous a sollicité pour un transfert d'imagerie ».



A l'inverse, s'il s'agit d'une demande de téléexpertise, la notification indique que votre correspondant « ...vous a sollicité pour un transfert d'imagerie ».



Changer le type d'un télé dossier


Le type défini à la création du télé dossier peut être modifié : un transfert d'imagerie peut être converti en téléexpertise et inversement.

La conversion est possible pour :

- le **requérant**, qui a créé le télé dossier ;
- le **requis**, qui en est le destinataire.


Elle est possible tant que le télé dossier n'est pas clôturé.

Les examens rattachés, la description clinique, le questionnaire, la discussion et les participants sont conservés à l'identique, quelque soit le sens de la conversion.



Evolution à venir

Attention, pour le moment, la création d'un acte depuis l'onglet Télé dossier ouvre un dossier de type téléexpertise. Il n'est donc pas possible de créer un dossier de type téléimagerie depuis cet onglet. Cette différenciation sera étudiée prochainement.




Transfert d'imagerie

Deux types de télé dossier sont désormais disponibles dans Téléo :

- les télé dossiers de type **téléexpertise**, lorsqu'un avis est demandé au destinataire ;
- les télé dossiers de type **transfert d'imagerie**, lorsque l'objectif initial est uniquement de transmettre des examens.

L'onglet "Téléexpertise" est ainsi renommé en "Télé dossier" et contient les 2 types d'actes dans la liste des télé dossiers.



Créer un transfert d'imagerie

Depuis la liste des examens du menu Imagerie, le menu d'actions (3 petits points à droite de l'imagerie sélectionnée) permet de « Créer un transfert d'imagerie » en plus de la création d'une téléexpertise.



L'action est disponible pour un examen isolé comme pour une sélection de plusieurs examens : dans ce cas, tous les examens sélectionnés sont rattachés à un seul et même transfert d'imagerie.

La suite du parcours est identique à celle d'une téléexpertise : mêmes champs à renseigner, mêmes destinataires possibles, mêmes règles de publication.


Identifier un transfert d'imagerie

Dans la **liste des télédossiers**, la colonne « Type » signale les transferts d'imagerie par une icône dédiée. Au survol, une infobulle affiche « Transfert d'imagerie ». Les téléexpertises n'affichent pas cet icône de transfert d'imagerie.



Filtrer par type de demande

Le menu « Filtrer » permet de sélectionner les téléexpertises ou les transferts d'imagerie au niveau de la rubrique « Type de demande ». Ce filtre peut être réinitialisé par « Supprimer filtres ».



Notifications

Les notifications sont différenciées en fonction du type de télédossier reçu.

S'il s'agit d'un transfert d'imagerie, la notification indique que votre correspondant « ...vous a sollicité pour un transfert d'imagerie ».



A l'inverse, s'il s'agit d'une demande de téléexpertise, la notification indique que votre correspondant « ...vous a sollicité pour un transfert d'imagerie ».



Changer le type d'un télé dossier


Le type défini à la création du télé dossier peut être modifié : un transfert d'imagerie peut être converti en téléexpertise et inversement.

La conversion est possible pour :

- le **requérant**, qui a créé le télé dossier ;
- le **requis**, qui en est le destinataire.


Elle est possible tant que le télé dossier n'est pas clôturé.

Les examens rattachés, la description clinique, le questionnaire, la discussion et les participants sont conservés à l'identique, quelque soit le sens de la conversion.



Evolution à venir

Attention, pour le moment, la création d'un acte depuis l'onglet Télé dossier ouvre un dossier de type téléexpertise. Il n'est donc pas possible de créer un dossier de type téléimagerie depuis cet onglet. Cette différenciation sera étudiée prochainement.





Pour plus de ressources pratiques sur TéléO : Consultez la page dédiée

Vous ne trouvez pas la réponse dans nos ressources pratiques ?

Contactez l'assistance : <http://assistance.esante-occitanie.fr/>

0 820 250 035

Service 0,09 € / appel
+ prix appel